

# Guéridon amagnétique



## Présentation :

Les instruments permettant de réaliser des IRM comportent un aimant puissant qui peut attirer des objets et occasionner des accidents.

Cela peut également altérer les résultats de l'IRM.

C'est pourquoi il est indispensable d'avoir des instruments et du mobilier amagnétique dans ces salles pour protéger le personnel soignant et les patients.

### FICHE TECHNIQUE :

- Guéridon inox amagnétique à 2 et 3 plateaux
- S'utilise essentiellement en imagerie médicale
- Livré monté

## Description

- Plateaux emboutis entièrement en inox 18/10 AISI 304, soudé argon
- 2 poignées de poussée
- Charge maximale admissible 60kg répartis sur les plateaux

## 2 modèles

- à 2 plateaux
- à 3 plateaux

## Dimension

- L600xP430mm

Intéressé par notre Guéridon amagnétique ? [Cliquez ici !](#)